


FIAの豊富な実績で実用と研究を ハードとソフトの両面からサポートします

FIA専用オートサンプラー **OG-AS-300**



- 簡単操作
- 優れたメンテナンス性
- アンドロイド端末による制御
- あらゆるメーカーのFIAに接続可能


標準仕様

試料数	50検体
試料容器	4mLガラスバイアル,シリコンキャップ
試料注入量	サンプルループ計量 (標準100 μ L,最大1000 μ L)
注入再現性	$\pm 0.3\%$ 以下

一体型FIA装置 **OG-FI-300**



FIA専用データ解析システム **ER180F**



この他にも各種オンライン前処理デバイスなども取りそろえています。
FIAやSIAを基本構成とする新規分析システムや連続モニタリングシステムの開発なども承ります。

OGAWA & CO., LTD.
Flow Injection Analysis

株式会社 小川商会
フローインジェクション分析機器事業部

〒657-0029 神戸市灘区日尾町3-1-25 サンハイツ六甲501
TEL : 078-821-6610 FAX : 078-821-6610
<http://www.ogawajapan.com>